

RECHERCHES	ESPECES	ECHANTILLONS	TECHNIQUES	PARTICULARITES
<b>BESNOITIOSE</b>	Bovin	Sang sur tube sec	ELISA (3)	Sérologie INDIVIDUELLE
<b>BHV4*</b>	Bovin	Sang sur tube sec	ELISA (3)	Sérologie INDIVIDUELLE
<b>BORDER DISEASE</b>	Ovin	Sang sur tube sec	ELISA (3)	Sérologie INDIVIDUELLE ou MELANGE de 5 maximum
<b>BRUCELLOSE</b>	Ruminants, équidés, suidés, camélidés, carnivores domestiques et sauvages	Sang sur tube sec	EAT (1) ELISA(4)/bovin seulement	Sérologie INDIVIDUELLE ou MELANGE de 10 maximum (ELISA seulement)
<b>BVD (Anticorps)</b>	Bovin	Sang sur tube sec	ELISA (3)	Sérologie INDIVIDUELLE ou MELANGE de 10 maximum
<b>BVD (Antigénémie)</b>	Bovin > 30 jours	Tube EDTA ou tube sec	ELISA (3)	Sérologie INDIVIDUELLE
<b>CHLAMYDOPHILOSE* FIEVRE Q*</b>	Bovin Ovin Caprin	Sang sur tube sec	ELISA (3)	Sérologie INDIVIDUELLE
<b>EPIDIDYMITE CONTAGIEUSE DU BELIER</b>	Ovin	Sang sur tube sec	ELISA (3)	Sérologie INDIVIDUELLE
<b>FASCIIOSE</b>	Bovin Ovin Caprin (selon fournisseur)	Sang sur tube sec Lait	ELISA (3)	Sérologie INDIVIDUELLE ou MELANGE de 10 maximum
<b>FIEVRE CATARRHALE OVINE</b>	Bovin Ovin Caprin	Sang sur tube sec	ELISA (3)	Sérologie INDIVIDUELLE
<b>IBR</b>	Bovin	Sang sur tube sec	ELISA (3)	Sérologie INDIVIDUELLE ou MELANGE de 10 maximum
<b>LEUCOSE HYPODERMOSE (Varron)</b>	Bovin	Sang sur tube sec	ELISA (3)	Sérologie INDIVIDUELLE ou MELANGE de 10 maximum
<b>NEOSPOROSE</b>	Bovin	Sang sur tube sec	ELISA (3)	Sérologie INDIVIDUELLE
<b>OESTERTAGIA</b>	Bovin	Lait de Tank	ELISA (3)	Sérologie MELANGE

RECHERCHES	ESPECES	ECHANTILLONS	TECHNIQUES	PARTICULARITES
PARATUBERCULOSE	Bovin Ovin Caprin	Sang sur tube sec	ELISA (3)	Sérologie INDIVIDUELLE
PEPSINOGENE	Bovin	Sang sur tube sec	Dosage enzymatique	Dosage INDIVIDUEL ou MELANGE de 5 maximum
RSV PI3 MYCOPLASMA BOVIS	Bovin	Sang sur tube sec	ELISA (3)	Sérologie INDIVIDUELLE
SALMONELLA Abortus Ovis	Ovin	Sang sur tube sec	SAG (2)	Sérologie INDIVIDUELLE
SCHMALLEMBERG*	Bovin Ovin Caprin	Sang sur tube sec	ELISA (3)	Sérologie INDIVIDUELLE
TEST DE GESTATION	Bovin	Sang sur tube sec	ELISA (3)	Sérologie INDIVIDUELLE
TOXOPLASMOSE*	Bovin Ovin Caprin	Sang sur tube sec	ELISA (3)	Sérologie INDIVIDUELLE
VISNA MAEDI CAEV	Ovin – Caprin	Sang sur tube sec	ELISA (3)	Sérologie INDIVIDUELLE ou MELANGE de 5 maximum

(1) EAT = Epreuve à l'antigène tamponné.

(2) SAG = Séroagglutination

(3) ELISA = Enzyme Linked Immunosorbent Assay

\*Analyse sous-traitée.

#### Recommandations :

##### – Conservation des échantillons de sang :

- \* Echantillon sur tube sec :
  - . 3 à 5 ml,
  - . conservation à température ambiante (20 °C ± 5 °C) 12 H à 24 H puis 5 °C ± 3 °C jusqu'à l'expédition au laboratoire.
- \* Echantillon sur tube EDTA éventuel :
  - . Seules certaines techniques ELISA, selon le protocole fournisseur, peuvent être réalisées sur du plasma (se renseigner auprès du laboratoire). Conservation à 5 °C ± 3 °C jusqu'à l'expédition au laboratoire.
- \* Pour information, les analyses sur plasma ne sont pas couvertes par l'accréditation.

##### – Transport :

- \* Utiliser un emballage protecteur.

##### – Cas de refus :

- \* Echantillon non conforme.
- \* Altération de l'échantillon (en particulier hémolyse secondaire due à une contamination bactérienne).
- \* Quantité insuffisante de sang pour analyse.
- \* Tube parvenu brisé.